


Wb, If/Icc, Elisa용 항Psmid11 토끼 다클론 항체 - O00231

품목 번호: CM0015911



소개

조립에 필수적인 26S 프로테아좀 서브유닛인 PSMD11을 표적으로 하는 토끼 다클론 항체입니다. 사람, 마우스, 래트 샘플에서 WB, IF/ICC, ELISA 응용 분야에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PSMD11 토끼 pAb
비고/별칭	S9; Rpn6; p44.5; PSMD11
종	사람
유전자 ID (사람)	5717
유전자 ID	5717
면역원	사람 PSMD11 (NP_002806.2)의 아미노산 253-422에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질입니다.
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
응용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	사람, 마우스, 래트
SWISS	O00231
단백질 분자량	47kDa
배송 방식	아이스백