


Anti-Psmd13 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Unm6

품목 번호: CM0030052



소개

WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA용 고품질의 anti-PSMD13 토끼 다클로날 항체입니다. 사람, 쥐, 랫트 PSMD13(단백질 분해에 필수적인 26S 프로테아좀 조절 소단위체)를 검출합니다. 프로테아좀 및 유비퀴틴-프로테아좀 경로 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PSMD13 Rabbit pAb
비고/별칭	S11; Rpn9; p40.5; HSPC027; PSMD13
종(Species)	사람(Human)
유전자 ID (사람)	5719
유전자 ID	5719
면역원(Immunogen)	사람 PSMD13 (NP_002808.3)의 아미노산 1-250에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	사람(Human), 쥐(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	Q9UNM6
단백질 분자량	43kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)