


Anti-Psmd14 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, If/Icc, Elisa - O00487

품목 번호: CM0014801



소개

인간 PSMD14에 대한 토끼 폴리클론항체로, 26S 프로테아좀 서브유닛입니다. WB, IF/ICC, ELISA에 적합하며 인간, 마우스, 래트와의 교차반응성을 보입니다. 유비퀴틴 의존적 단백질 분해, DNA 수리, 자가포식에 중요합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	PSMD14 Rabbit pAb
비고/별칭	PAD1; POH1; RPN11; PSMD14
종	인간
유전자 ID (인간)	10213
유전자 ID	10213
면역원	인간 PSMD14 (NP_005796.1)의 아미노산 160-300을 포함하는 재조합 퓨전 단백질
원천	토끼
카테고리	폴리클론항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	O00487
단백질 분자량	35kDa
배송	아이스백