


Anti-Psmd2 토끼 다클로날 항체 (Wb, If/Icc, Elisa용) - Q13200

품목 번호: CM0019119



소개

인간 PSMD2 (26S 프로테아좀 조절 소단위체 S2, p97)를 표적으로 하는 고품질의 토끼 다클로날 항체로, WB, IF/ICC 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 마우스와 교차 반응합니다. 유비쿠틴 매개 단백질 분해, 세포 주기 및 세포 사멸 경로 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PSMD2 Rabbit pAb
비고/별칭	S2, P97, RPN1, TRAP2, PSMD2
종(Species)	Human
GeneID (Human)	5708
GeneID	5708
면역원(Immunogen)	인간 PSMD2 (NP_002799.3)의 아미노산 1-260에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	Rabbit
카테고리	다클로날 항체
애플리케이션	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	Human, Mouse
SWISS	Q13200
단백질 분자량	100kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)