


## Wb, Elisa용 항Psmid3 토끼 다클론 항체 - O43242

품목 번호: CM0028681



### 소개

유비퀴틴화 단백질 분해에 관여하는 26S 프로테아좀 조절 서브유닛인 인간 PSMD3에 대한 토끼 다클론 항체입니다. WB 및 ELISA에서 검증되었으며 마우스와 랫트와 교차 반응하여 프로테아좀 및 단백질 항상성 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

| 파라미터       | 값                           |
|------------|-----------------------------|
| 제품명        | PSMD3 토끼 pAb                |
| 비고/별칭      | S3, P58, RPN3, TSTA2, PSMD3 |
| 종          | 인간                          |
| 유전자ID (인간) | 5709                        |
| 유전자ID      | 5709                        |
| 면역원        | 합성 펩타이드                     |
| 출처         | 토끼                          |
| 카테고리       | 다클론 항체                      |
| 적용 분야      | WB, ELISA                   |
| 교차 반응성     | 인간, 마우스, 랫트                 |
| SWISS      | O43242                      |
| 단백질 분자량    | 61kDa                       |
| 배송         | 아이스 팩                       |