


Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Psmd4 토끼 단일클론 항체 - P55036

품목 번호: CM0010555



소개

PSMD4(26S 프로테아좀 소단위체 S5A/Rpn10)에 대한 고특이성 토끼 단일클론 항체로, WB, IF/ICC 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 인간, 마우스 및 랫드 샘플과 반응합니다. 유비퀴틴-프로테아좀 경로 연구 및 프로테아좀 기능 이상 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PSMD4 토끼 mAb
비고/별칭	AF, ASF, S5A, AF-1, MCB1, Rpn10, pUB-R5, PSMD4
종	인간
GeneID (인간)	5710
GeneID	5710
면역원	인간 PSMD4(P55036)의 아미노산 250-350번 구간에 해당하는 합성 펩타이드
출처	토끼
분류	단일클론 항체
적용	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	P55036
단백질 분자량	41kDa
배송	아이스팩