


Wb, If/Icc, Ip, Elisa용 Anti-Psmd4 토끼 다클론 항체 - P55036

품목 번호: CM0015845



소개

PSMD4 토끼 pAb는 WB, IF/ICC, IP 및 ELISA에 대해 검증된 토끼 유래 다클론 항체입니다. 26S 프로테아좀 유비퀴틴 수용체 소단위체인 인간 및 랫드 PSMD4와 반응하여 유비퀴틴-프로테아좀 연구를 지원합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PSMD4 토끼 pAb
비고/별칭	AF; ASF; S5A; AF-1; MCB1; Rpn10; pUB-R5; PSMD4
종	인간
GeneID (인간)	5710
GeneID	5710
면역원	재조합 단백질
공급원	토끼
분류	다클론 항체
적용	WB, IF/ICC, IP, ELISA
교차 반응성	인간, 랫드
SWISS	P55036
단백질 분자량	41kDa
배송	아이스팩