


Wb, Elisa용 Anti-Psmd6 다클론 항체 - Q15008

품목 번호: CM0022208



소개

인간 PSMD6(26S 프로테아좀 조절 소단위체 S10/Rpn7)에 대한 토끼 다클론 항체입니다. 마우스 및 랫드와의 교차 반응성을 보이며 WB 및 ELISA용으로 검증되었습니다. 프로테아좀 및 단백질 항상성 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PSMD6 토끼 pAb
비고/별칭	S10; Rpn7; p42A; p44S10; SGA-113M; PSMD6
종	인간
유전자 ID(인간)	9861
유전자 ID	9861
면역원	인간 PSMD6의 아미노산 23-307에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질(NP_055629.1)
생산 숙주	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	Q15008
단백질 분자량	46kDa
배송	아이스팩