


Anti-Psmid7 토끼 다클로날 항체 - P51665

품목 번호: CM0026777



소개

인간 PSMD7 (26S 프로테아좀 조절 소단위)에 대한 토끼 다클로날 항체로, WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA에 대해 검증되었습니다. 마우스와 교차 반응합니다. 프로테아좀 및 단백질 분해 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PSMD7 Rabbit pAb
비고/별명(Alias)	P40; S12; Rpn8; MOV34; PSMD7
종(Species)	인간(Human)
GeneID (인간)	5713
GeneID	5713
면역원(Immunogen)	인간 PSMD7 (NP_002802.2)의 아미노산 1-324에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	다클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
어플리케이션(Application)	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human), 마우스(Mouse)
SWISS	P51665
단백질 분자량(Protein Weight)	37kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)