

Wb, Elisa용 항Psmid9 다클론 항체 - O00233

품목 번호: CM0030029

소개

PSMD9(p27/Rpn4)를 표적으로 하는 재조합 기반 토끼 다클론 항체입니다. WB 및 ELISA에서 검증되었으며 인간, 마우스, 래트와 교차 반응합니다. 프로테아좀 조립 및 샤페론 기능 연구에 활용하실 수 있습니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	PSMD9 토끼 pAb
별칭	p27, Rpn4, PSMD9
표적 종	인간
유전자 ID	5715
면역원	인간 PSMD9(NP_002804.2)의 아미노산 1-223번에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	O00233
단백질 분자량	25kDa
배송 방식	아이스 팩 포장