


Wb, Elisa용 항Psmel1/Pa28A 토끼 단일클론 항체 - Q06323

품목 번호: CM0010822



소개

인간 PSME1(PA28α)을 표적으로 하는 토끼 단일클론 항체입니다. WB 및 ELISA에 적합하며 마우스와 래트와 교차 반응성이 있습니다. 면역프로테아좀 기능과 항원 가공 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	PSME1 토끼 mAb
비고/별칭	PA28A; IFI5111; REGalpha; PA28alpha; HEL-S-129m; PSME1
종	인간
유전자ID (인간)	5720
유전자ID	5720
면역원	인간 PSME1 (NP_006254.1)의 아미노산 1-115에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	단일클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q06323
단백질 분자량	29kDa
배송	아이스백