


Wb 및 Elisa용 항Psme2 다클론 항체 (Ko 검증됨) - Q9UL46

품목 번호: CM0023186



소개

인간 PSME2(PA28 β)에 대한 토끼 다클론 항체로, 웨스턴 블롯 및 ELISA에서 검증되었습니다. 인간 및 마우스와 반응하며, 항원 처리에 관여하는 면역프로테아좀 활성화제를 표적으로 합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	[KO 검증됨] PSME2 토끼 pAb
비고/별칭	PA28B; REGbeta; PA28beta; E2
종	인간
유전자 ID (인간)	5721
유전자 ID	5721
면역원	인간 PSME2 (NP_002809.2)의 아미노산 1-239에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질입니다.
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	Q9UL46
단백질 분자량	27kDa
배송	아이스백