


Anti-Psme2 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - Q9UL46

품목 번호: CM0024839



소개

웨스턴 블로팅 및 ELISA 애플리케이션을 위한 인간 PSME2 (PA28 β)에 대한 KO 검증된 토끼 다클로널 항체; 마우스와 교차 반응함. 면역 프로테아좀 및 항원 처리 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

제품명	[KO Validated] PSME2 Rabbit pAb
비고/별칭	PA28B; REGbeta; PA28beta; E2
종(Species)	인간(Human)
GeneID (인간)	5721
GeneID	5721
면역원(Immunogen)	인간 PSME2 (NP_002809.2)의 아미노산 1-239에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human), 마우스(Mouse)
SWISS	Q9UL46
단백질 분자량(Protein Weight)	27kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)