

Wb, Ihc-P용 Anti-Psme3 폴리클로날 항체 - P61289

품목 번호: CM0014182



소개

사람 PSME3 (PA28gamma, REG-gamma)에 대한 고품질 토끼 폴리클로날 항체로, WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA에 대해 검증되었습니다. 사람, 쥐, 랫트의 내인성 PSME3를 검출합니다. 프로테아좀 및 세포자멸사 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PSME3 Rabbit pAb
비고/별칭	Ki; PA28G; HEL-S-283; PA28gamma; REG-GAMMA; PA28-gamma; PSME3
종(Species)	사람(Human)
유전자 ID (사람)	10197
유전자 ID	10197
면역원(Immunogen)	사람 PSME3 (NP_005780.2)의 아미노산 200-254에 해당하는 합성 펩타이드
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
어플리케이션(Application)	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	사람(Human), 쥐(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	P61289
단백질 분자량	30kDa
배송(Shipping)	아이스 백(Ice bag)