

Anti-Psme3 토끼 다클론 항체 [Ko 검증완료], Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 - P61289

품목 번호: CM0018913



소개

이 [KO 검증완료] PSME3 토끼 다클론 항체는 인간, 생쥐 및 래트 PSME3를 검출하며 WB, IHC-P, IF/ICC 및 ELISA에서 검증되었습니다. 프로테아좀 및 세포 주기 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	[KO 검증완료] PSME3 토끼 pAb
비고/별칭	Ki; PA28G; HEL-S-283; PA28gamma; REG-GAMMA; PA28-gamma; E3
종	인간
GeneID (인간)	10197
GeneID	10197
면역원	인간 PSME3 (NP_005780.2) 아미노산 200-254번 서열에 해당하는 합성 펩티드
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 생쥐, 래트
SWISS	P61289
단백질 분자량	30kDa
배송 방식	아이스 팩