


Wb, Ihc-P, Elisa용 항Psmc4 다클론 항체 - Q14997

품목 번호: CM0016748



소개

사람, 마우스, 쥐와 교차반응성을 보이며 WB, IHC-P, ELISA에서 검증된 토끼 다클론 PSME4 (PA200) 항체입니다. 프로테아좀 매개 히스톤 분해, 정자형성, DNA 손상 반응 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	사양
제품명	PSME4 토끼 pAb
비고/별칭	PA200; PSME4
종	사람
유전자 ID (사람)	23198
유전자 ID	23198
면역원	사람 PSME4 (NP_055429.2)의 아미노산 1634-1843에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질입니다.
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차반응성	사람, 마우스, 쥐
SWISS	Q14997
단백질 분자량	211kDa
배송	아이스팩