


Anti-Psmf1 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q92530

품목 번호: CM0026747



소개

WB, IHC-P, IF/ICC 및 ELISA용으로 설계된 PSMF1 Rabbit Polyclonal Antibody입니다. 인간, 마우스 및 랫트 PSMF1을 인식합니다. 프로테아좀 억제제 PI31 서브유닛으로, 프로테아좀 기능 조절에 핵심적인 역할을 합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PSMF1 Rabbit pAb
비고/별칭	PI31; PSMF1
종(Species)	Human
GeneID (Human)	9491
GeneID	9491
면역원(Immunogen)	재조합 단백질 인간 PSMF1 (NP_006805.2)의 아미노산 1-271에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원(Source)	Rabbit
카테고리	Polyclonal Antibodies
애플리케이션(Application)	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	Human, Mouse, Rat
SWISS	Q92530
단백질 분자량	30kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)