


Wb, Ihc-P, Elisa용 Anti-Psmg1 폴리클론 항체 - O95456

품목 번호: CM0017487



소개

인간 프로테아좀 조립 샤페론 1(PSMG1)에 대한 토끼 폴리클론 항체; WB, IHC-P, ELISA 검증 완료; 인간, 마우스, 래트와 반응. 프로테아좀 조립 및 다운 증후군 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	PSMG1 Rabbit pAb
비고/별칭	PAC1, DSCR2, PAC-1, C2ILRP, LRPC21, PSMG1
종	인간
GeneID	8624
면역원	인간 PSMG1 (NP_003711.1)의 아미노산 1-288에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 퓨전 단백질
원천	토끼
카테고리	폴리클론 항체
응용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	O95456
단백질 분자량	33kDa
배송	아이스백