


Wb, Ihc-P, Ip, Elisa용 Anti-Pspc1 폴리클로날 항체 - Q8Wxf1

품목 번호: CM0029949



소개

인간 PSPC1(파라스페클 구성 요소이자 RNA 결합 단백질을 표적으로 하는 토끼 폴리클로날 항체. WB, IHC-P, IP, ELISA에서 검증됨. 마우스 및 래트와 교차 반응. 파라스페클 및 전사 연구에 이상적.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PSPC1 Rabbit pAb
비고/별칭	PSP1; PSPC1
종	인간
유전자 ID (인간)	55269
유전자 ID	55269
면역원	인간 PSPC1 (NP_001035879.1)의 아미노산 1-70에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 퓨전 단백질
원천	토끼
범주	폴리클로날 항체
응용 분야	WB, IHC-P, IP, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q8WXF1
단백질 분자량	59kDa
배송	아이스백