

Wb 및 Elisa용 Anti-Psph Rabbit Polyclonal Antibody - P78330

품목 번호: CM0030463



소개

웨스턴 블롯(Western blot) 및 ELISA에 대해 검증된 인간 포스포세린 포스파타제(PSPH)에 대한 토끼 다클로날 항체로, 인간, 마우스, 랫트와 반응합니다. 세린 생합성 연구용. P78330.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PSPH Rabbit pAb
비고/별칭	PSP; PSPHD; PSPH
종	인간(Human)
유전자 ID (인간)	5723
유전자 ID	5723
면역원	인간 PSPH (NP_004568.2)의 아미노산 1-225에 해당하는 서열을 포함하는 제조합 융합 단백질
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션	WB, ELISA
교차 반응성	인간(Human), 마우스(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	P78330
단백질 크기	25kDa
배송	아이스 팩(Ice bag)