

Wb, Elisa용 Anti-Psrc1 폴리클로널 항체 - Q6Pgn9

품목 번호: CM0021108

소개

인간 PSRC1 (DDA3)를 표적으로 하는 고품질 토끼 폴리클로널 항체로, WB 및 ELISA용으로 검증되었습니다. 마우스와 교차 반응합니다. 유사 분열 방추와 염색체 분리 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PSRC1 Rabbit pAb
비고/별칭	DDA3; FP3214; PSRC1
종	인간(Human)
유전자 ID (인간)	84722
유전자 ID	84722
면역원	인간 PSRC1 (NP_001005290.1)의 아미노산 1-215에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로널 항체
애플리케이션	WB, ELISA
교차 반응성	인간(Human), 마우스(Mouse)
SWISS	Q6PGN9
단백질 분자량	39kDa
배송	아이스 팩