

Wb, Elisa용 Anti-Psrc1 토끼 다클로날 항체 - Q6Pgn9

품목 번호: CM0025274

소개

WB 및 ELISA용으로 검증된 Anti-PSRC1 토끼 다클로날 항체입니다. 염색체 분리에 관여하는 유사 분열 방추 조절 인자인 인간 PSRC1을 검출합니다. 세포 주기 및 암 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

| 매개변수                     | 값                                                                |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 제품명                      | PSRC1 Rabbit pAb                                                 |
| 비고/별칭                    | DDA3; FP3214; PSRC1                                              |
| 종                        | 인간(Human)                                                        |
| GeneID (인간)              | 84722                                                            |
| GeneID                   | 84722                                                            |
| 항원(Immunogen)            | 인간 PSRC1 (NP_001005290.1)의 아미노산 1-215에 해당하는 서열을 포함하는 제조합 융합 단백질. |
| 공급원(Source)              | 토끼(Rabbit)                                                       |
| 카테고리                     | 폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)                                  |
| 응용(Application)          | WB, ELISA                                                        |
| 교차 반응성(Cross Reactivity) | 인간(Human)                                                        |
| SWISS                    | Q6PGN9                                                           |
| 단백질 분자량                  | 39kDa                                                            |
| 배송(Shipping)             | 아이스 팩(Ice bag)                                                   |