


Anti-Pstpip1 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Ihc-P, Elisa - O43586

품목 번호: CM0026494



소개

인간 PSTPIP1에 대한 고품질 토끼 다클로날 항체로, WB, IHC-P, ELISA에 대해 검증되었습니다. 마우스 및 랫트와 교차 반응합니다. 액틴 골격 조절, T세포 활성화 및 인플라마솜 생물학 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PSTPIP1 Rabbit pAb
비고/별칭	H-PIP; PAPAS; CD2BP1; PSTPIP; CD2BP1L; CD2BP1S; PSTPIP1
종	인간(Human)
GeneID (인간)	9051
면역원	재조합 단백질
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간(Human), 마우스(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	O43586
단백질 크기	48kDa
배송	아이스 팩(Ice bag)