

Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa용 항Ptbp1 다클론 항체 - P26599

품목 번호: CM0025402



소개

PTBP1 토끼 pAb(P26599)는 WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA를 통해 인간, 마우스, 래트 PTBP1을 검출합니다. 이 다클론 항체는 RNA 처리 연구에 필수적인 대안 스플라이싱의 핵심 조절인자인 폴리피리미딘 트랙 결합 단백질 1을 표적으로 합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	PTBP1 토끼 pAb
비고/별칭	PTB; PTB2; PTB3; PTB4; pPTB; HNRPI; PTB-1; PTB-T; HNRNPI; HNRNP-I; PTBP1
종	인간
유전자 ID (인간)	5725
면역원	인간 PTBP1 (NP_114368.1)의 아미노산 1-100 영역 서열에 해당하는 합성 펩티드
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P26599
단백질 분자량	60 kDa
배송	아이스백