


Anti-Ptbp2 Rabbit Monoclonal Antibody For Wb, Ip, If And Ihc - Q9Uka9

품목 번호: CM0005638



소개

인간 PTBP2에 대한 토끼 단일클론 항체로, 웨스턴 블로팅, 면역침전, 면역형광법 및 면역조직화학 검증 완료; 인간, 마우스, 래트 PTBP2와 반응합니다. 스플라이싱 및 번역 연구에 이상적입니다.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	PTBP2 Rabbit mAb
비고/별칭	nPTB; PTBLP; brPTB; PTBP2
종(Species)	Human
유전자 ID (인간)	58155
유전자 ID	58155
면역원	인간 PTBP2 (Q9UKA9)의 아미노산 1-100 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드
공급원	Rabbit
카테고리	단일클론 항체
애플리케이션	WB, IP, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
교차 반응성	Human, Mouse, Rat
SWISS	Q9UKA9
단백질 분자량	57kDa
배송	아이스 팩