

Anti-Ptcd1 폴리클로날 항체 (Wb, If/Icc, Elisa 용) - O75127

품목 번호: CM0021074

소개

인간 PTCD1에 대한 토끼 폴리클로날 항체로, WB, IF/ICC, ELISA에 적합합니다. 인간, 마우스, 래트와 반응합니다. 미토콘드리아 tRNA 처리 및 조절 연구를 위해 설계되었습니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PTCD1 Rabbit pAb
비고/별칭	PTCD1
종	인간
GeneID	26024
면역원	인간 PTCD1 (NP_056360.2)의 아미노산 435-537에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	폴리클로날 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	O75127
단백질 분자량	79kDa
배송	아이스백