


Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Ptcd3 폴리클로날 항체 - Q96Ey7

품목 번호: CM0026838



소개

인간 PTCD3 (mS39)에 대한 토끼 폴리클로날 항체입니다. WB, IF/ICC, ELISA에 대해 검증되었습니다. 인간, 마우스 및 랫트 샘플의 미토콘드리아 소 리보솜 소단위체 단백질 mS39를 검출합니다. 미토콘드리아 연구 및 질병 진단에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	PTCD3 Rabbit pAb
비고/별칭	COXPD51; MRP-S39; PTCD3
종	Human (인간)
GeneID (Human)	55037
면역원	인간 PTCD3 (NP_060422.4)의 아미노산 450-689에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	Rabbit (토끼)
카테고리	Polyclonal Antibodies (폴리클로날 항체)
애플리케이션	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	Human, Mouse, Rat (인간, 마우스, 랫트)
SWISS	Q96EY7
단백질 분자량	79kDa
배송	아이스백