

Wb, If-P, Ihc-P, Elisa용 항-Ptch1 다클론 항체 - Q13635

품목 번호: CM0013757



소개

헤지호그 수용체이자 종양 억제인자인 인간 PTCH1에 대한 토끼 다클론 항체입니다. WB, IF-P, IHC-P, ELISA에 적합합니다. 마우스 및 쥐와 교차 반응합니다. 신호 전달 및 암 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PTCH1 토끼 pAb
비고/별칭	PTC; BCNS; PTC1; PTCH; NBCCS; PTCH1
종	인간
유전자ID (인간)	5727
면역원	인간 PTCH1 (NP_000255.2)의 아미노산 1214-1312에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 쥐
SWISS	Q13635
단백질 분자량	161kDa
배송	아이스백