

Wb, Elisa용 Anti-Pten 단일클론 항체 - P60484

품목 번호: CM0002456



소개

사람 PTEN (P60484)을 타겟으로 하는 고품질 마우스 단일클론 항체로, 웨스턴 블랏 및 ELISA에 적합합니다. 마우스 및 래트 PTEN과 교차 반응합니다. 암 연구 및 PI3K-AKT 경로 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PTEN Mouse mAb
비고/별칭	BZ; DEC; CWS1; GLM2; MHAM; TEPI; MMAC1; PTEN1; 10q23del; PTENbeta; PTEN
종(Species)	사람(Human)
유전자 ID (사람)	5728
유전자 ID	5728
면역원(Immunogen)	재조합 단백질 (사람 PTEN (P60484)의 아미노산 204-403에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질)
공급원(Source)	마우스(Mouse)
카테고리	단일클론 항체(Monoclonal Antibodies)
응용(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	마우스(Mouse), 래트(Rat)
SWISS	P60484
단백질 분자량	47 kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)