

Wb, Ihc-P, Elisa용 Anti-Pten 단클론 항체 - P60484

품목 번호: CM0004427



소개

인간 PTEN(인산가수분해효소 및 텐신 상동체)에 대한 토끼 단클론 항체로 WB, IHC-P, ELISA에 사용됩니다. 인간, 마우스, 랫트에서 검증됨. C-말단 영역(aa304-403)을 표적. 암 및 세포 신호전달 연구에 이상적.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PTEN 토끼 단클론 항체
비고/별칭	BZS; DEC; CWS1; GLM2; MHAM; TEPI; MMAC1; PTEN1; 10q23del; PTENbeta; PTEN
종	인간
유전자 ID (인간)	5728
면역원	인간 PTEN (P60484)의 아미노산 304-403 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드
원천	토끼
범주	단클론 항체
응용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫트
SWISS	P60484
단백질 분자량	47 kDa
배송	아이스백