

Ihc-P, If/Icc, Elisa용 항Pten 다클론 항체 - P60484

품목 번호: CM0023151



소개

CamelBio는 IHC-P, IF/ICC 및 ELISA에서 검증된 토끼 다클론 항PTEN 항체(P60484)를 제공합니다. 주요 PI3K-AKT 길항제이자 종양 억제인자인 인간, 마우스 및 래트 PTEN을 검출합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	PTEN 토끼 pAb
비고 / 별칭	BZS; DEC; CWS1; GLM2; MHAM; TEP1; MMAC1; PTEN1; 10q23del; PTENbeta; PTEN
종	인간
유전자 ID (인간)	5728
유전자 ID	5728
면역원	인간 PTEN(NP_000305.3)의 아미노산 190-304에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질입니다.
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P60484
단백질 분자량	47kDa
배송 방법	아이스백