

웨스턴 블롯용 Anti-Pten Rabbit Monoclonal Antibody - P60484

품목 번호: CM0005445

소개

KO 검증된 웨스턴 블롯, IP, IF/ICC, IHC-P 및 ELISA용 토끼 항-PTEN 단일클론 항체입니다. 인간 PTEN(P60484)을 표적으로 하며 쥐 및 래트에 교차 반응성을 보입니다. 종양학 및 신경과학 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	[KO 검증] PTEN Rabbit mAb
비고/별칭	BZS, DEC, CWS1, GLM2, MHAM, TEPI, MMAC1, PTEN1, 10q23del, PTENbeta, PTENgama
종	인간
유전자 ID (인간)	5728
유전자 ID	5728
면역원	재조합 단백질 / 인간 PTEN(P60484)의 아미노산 304-403에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	단일클론 항체
적용	WB, IP, IF/ICC, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 쥐, 래트
SWISS	P60484
단백질 무게	20 kDa/47 kDa/65 kDa
배송	아이스백