

Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 항Pten 토끼 다클론 항체 - P60484

품목 번호: CM0014344



소개

WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA에서 검증된 PTEN 토끼 다클론 항체(P60484)입니다. 인간, 마우스, 래트와 반응합니다. PI3K/AKT 경로를 조절하는 이중특이성 포스파타제인 종양 억제인자 PTEN을 표적으로 합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	PTEN 토끼 pAb
비고/별칭	BZS; DEC; CWS1; GLM2; MHAM; TEPI; MMAC1; PTEN1; 10q23del; PTENbeta; PTEN
표적 종	인간
유전자 ID (인간)	5728
면역원	인간 PTEN(NP_000305.3)의 아미노산 1-200에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P60484
단백질 분자량	47kDa
배송	아이스백