

Wb, If/Icc, Elisa용 항-Ptgds 다클론 항체 - P41222

품목 번호: CM0021596



소개

인간 PTGDS(리포칼린형 프로스타글란딘-D 합성효소)를 표적으로 하는 토끼 다클론 항체입니다. 인간, 마우스, 래트에서 WB, IF/ICC, ELISA에 대해 검증되었습니다. 프로스타글란딘 대사 및 중추신경계 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	PTGDS 토끼 pAb
비고/별칭	PDS; PGD2; PGDS; LPGDS; PGDS2; L-PGDS; PTGDS
종	인간
유전자ID (인간)	5730
유전자ID	5730
면역원	인간 PTGDS (NP_000945.3)의 아미노산 23-190에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P41222
단백질 분자량	21kDa
배송 방식	아이스팩