

Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 Anti-Ptges2 폴리클로날 항체 - Q9H7Z7

품목 번호: CM0028306

소개

인간 PTGES2 (mPGES-2)를 표적으로 하는 토끼 폴리클로날 항체로, WB, IHC-P, IF/ICC 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 마우스 및 랫트와 교차 반응합니다. 프로스타글란딘 대사 및 암 바이오마커 연구에 유용합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PTGES2 Rabbit pAb
비고/별칭	GBF1; GBF-1; PGES2; C9orf15; mPGES-2; PTGES2
종(Species)	인간(Human)
유전자 ID (인간)	80142
유전자 ID	80142
면역원(Immunogen)	인간 PTGES2 (NP_079348.1)의 아미노산 88-377에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human), 마우스(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	Q9H7Z7
단백질 분자량	42kDa
배송(Shipping)	아이스백(Ice bag)