

Wb용 Anti-Ptgfr 토끼 다클로날 항체 - P43088

품목 번호: CM0015074



소개

인간 PTGFR (Prostaglandin F2-alpha receptor)를 표적으로 하는 토끼 다클로날 항체입니다. WB 및 ELISA에 대해 검증되었으며, 마우스 및 쥐와 교차 반응성을 가집니다. GPCR 신호 전달 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	사양
제품명	PTGFR Rabbit pAb
비고 / 별칭	FP; PTGFR
종(Species)	인간(Human)
GeneID (인간)	5737
GeneID	5737
면역원(Immunogen)	합성 펩타이드(Synthetic Peptide)
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	다클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
응용(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	마우스(Mouse), 쥐(Rat)
SWISS	P43088
단백질 분자량(Protein Weight)	40kDa
배송(Shipping)	아이스 백(Ice bag)