


Wb, Ihc-P, Elisa용 Anti-Ptgir 다클론 항체 - P43119

품목 번호: CM0019681



소개

인간, 마우스, 랫드에 대한 교차반응성을 보이며 WB, IHC-P, ELISA용으로 검증된 PTGIR 토끼 pAb. 심혈관 및 염증성 질환 연구에서 중요한 GPCR 표적인 프로스타사이클린 수용체를 검출합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PTGIR 토끼 pAb
비고/별칭	IP; PRIPR; PTGIR
종	인간
GeneID (인간)	5739
면역원	인간 PTGIR의 아미노산 207-386에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질(NP_000951.1)
공급원	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	P43119
단백질 분자량	41kDa
배송	아이스팩