

Wb, Ihc-P, Elisa용 Anti-Ptgr3/Zadh2 다클론 항체 - Q8N4Q0

품목 번호: CM0020967



소개

WB, IHC-P, ELISA용으로 검증된 PTGR3/ZADH2에 대한 고성능 토끼 다클론 항체입니다. 사람, 마우스, 랫드를 인식합니다. 40 kDa. 프로스타글란딘 환원효소 및 지방세포 분화 연구에 적합합니다.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	PTGR3/ZADH2 토끼 pAb
비고/별칭	PRG-3; ZADH2; PTGR-3; PTGR3/ZADH2
종	사람
GeneID (사람)	284273
GeneID	284273
면역원	사람 PTGR3/ZADH2(NP_787103.1)의 아미노산 33-371번 서열에 해당하는 재조합 단백질
항체 기원	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	사람, 마우스, 랫드
SWISS	Q8N4Q0
단백질 분자량	40kDa
배송	아이스팩