


Wb, Ihc-P, Elisa용 항-Pth1R 토끼 다클론 항체 - Q03431

품목 번호: CM0023291



소개

인간 PTH1R(부갑상선 호르몬 1 수용체)에 대한 토끼 다클론 항체로, WB, IHC-P, ELISA에 적합합니다. 인간, 마우스, 래트와 교차 반응합니다. PTH/PTHrP 신호 전달 및 뼈/신장 수용체 기능 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PTH1R 토끼 pAb
비고/별칭	PFE, EKNS, PTHR, PTHR1, PTH1R
종	인간
유전자 ID (인간)	5745
면역원	인간 PTH1R (NP_000307.1)의 아미노산 27-188에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질입니다.
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q03431
단백질 분자량	66kDa
배송	아이스백