


Wb, Elisa용 Anti-Pthlh 토끼 다클론 항체 - P12272

품목 번호: CM0021257



소개

인간 PTHLH에 대한 토끼 다클론 항체로, WB 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 인간, 마우스, 랫드와 반응합니다. 부갑상선 호르몬 관련 단백질의 발생 및 암 생물학 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PTHLH 토끼 pAb
비고/별칭	HHM; PLP; BDE2; PTHR; PTHRP; PTHLH
종	인간
유전자 ID (인간)	5744
유전자 ID	5744
면역원	인간 PTHLH(NP_945315.1)의 아미노산 25~175번 서열에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
항체 공급원	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	P12272
단백질 분자량	20 kDa
배송	아이스팩