


Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Ptk2B 토끼 다클론 항체 - Q14289

품목 번호: CM0020322



소개

Western blot, IF/ICC 및 ELISA에 대해 검증된 PTK2B(FAK2/PYK2) 토끼 다클론 항체를 확인해 보세요. 인간, 마우스, 랫드와 교차 반응합니다. 초점 접착 키나아제 신호전달, 면역세포 이동 및 골 재형성 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PTK2B 토끼 pAb
비고/별칭	PKB; PTK; CAKB; FAK2; PYK2; CADTK; FADK2; RAFTK; PTK2B
종	인간
GeneID	2185
면역원	인간 PTK2B(NP_004094.3)의 아미노산 780-1009에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	Q14289
단백질 분자량	116kDa
배송	아이스팩