

## Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Ptk6 폴리클로날 항체 - Q13882

품목 번호: CM0030340



### 소개

인간 PTK6(BRK)에 대한 토끼 폴리클로날 항체입니다. WB, IF/ICC, ELISA에 대해 검증되었으며, 마우스 및 랫트와 교차 반응합니다. 상피 생물학 및 암 연구에 적합합니다.

### [자세히 알아보기](#)

| 파라미터        | 값                                                        |
|-------------|----------------------------------------------------------|
| 제품명         | PTK6 Rabbit pAb                                          |
| 비고/별칭       | BRK; PTK6                                                |
| 종           | 인간                                                       |
| 유전자 ID (인간) | 5753                                                     |
| 유전자 ID      | 5753                                                     |
| 면역원         | 인간 PTK6 (NP_005966.1)의 아미노산 222-451 서열에 해당하는 재조합 융합 단백질. |
| 원천          | 토끼                                                       |
| 범주          | 폴리클로날 항체                                                 |
| 응용 분야       | WB, IF/ICC, ELISA                                        |
| 교차 반응성      | 인간, 마우스, 랫트                                              |
| SWISS       | Q13882                                                   |
| 단백질 분자량     | 52kDa                                                    |
| 배송          | 아이스백                                                     |