


Anti-Ptk7 토끼 다클론 항체 (Wb, Ihc-P, Elisa 용) - Q13308

품목 번호: CM0030150



소개

인간 PTK7/CCK4를 표적으로 하는 토끼 다클론 항체로, 웨스턴 블롯, IHC-P, ELISA에서 검증되었습니다. 생쥐 및 쥐와 교차 반응하며, Wnt 신호 전달 및 세포 접착 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	사양
제품명	PTK7 토끼 pAb
비고/별칭	CCK4; CCK-4; PTK7
종	인간
GeneID (인간)	5754
GeneID	5754
면역원	인간 PTK7 (NP_002812.2)의 아미노산 811-1070에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 생쥐, 쥐
SWISS	Q13308
단백질 분자량	118kDa
배송 방식	아이스 팩