


Wb, Ihc-P, Elisa용 Anti-Ptp1B 단일클론 항체 - P18031

품목 번호: CM0007166



소개

인간 PTP1B에 대한 고품질 토끼 단일클론 항체로, WB, IHC-P, ELISA에서 검증되었습니다. 마우스와 교차 반응합니다. 티로신 인산가수분해효소 신호 전달 및 ER 스트레스 경로 연구에 이상적입니다.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	PTP1B Rabbit mAb
비고/별칭	PTP1B
종	인간
GeneID (인간)	5770
GeneID	5770
면역원	인간 PTP1B (NP_002818.1)의 아미노산 281-435에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
원천	토끼
분류	단일클론 항체
응용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	P18031
단백질 분자량	50kDa
배송	아이스백