


Anti-Ptp1B (Ptpn1) 폴리클로날 항체 (Wb, If/Icc, Elisa용) - P18031

품목 번호: CM0018856



소개

WB, IF/ICC 및 ELISA용으로 검증된 인간 PTPN1 (PTP1B)에 대한 토끼 폴리클로날 항체로, 마우스 및 쥐와 교차 반응합니다. ER 스트레스 반응, 신호 전달 및 세포 이동에서 티로신 인산가수분해효소의 역할을 연구하는데 유용합니다. 아이스백으로 배송됩니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PTPN1 Rabbit pAb
비고/별칭	PTP1B; PTPN1
종	Human
GeneID (Human)	5770
GeneID	5770
면역원	인간 PTPN1 (NP_002818.1)의 아미노산 281-435에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원	Rabbit
카테고리	Polyclonal Antibodies
애플리케이션	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	Human, Mouse, Rat
SWISS	P18031
단백질 크기	50kDa
배송	Ice bag