


Wb, Ihc-P, Elisa용 Anti-Ptp4A3 폴리클론항체 - O75365

품목 번호: CM0022633



소개

인간 PTP4A3(PRL-3)를 표적으로 하는 토끼 폴리클론항체로, WB, IHC-P, ELISA에 대해 검증됨. 마우스와 교차반응함. 암 전이, 세포 증식, 심장 비대 연구에 이상적.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	PTP4A3 Rabbit pAb
비고/별칭	PRL3; PRL-3; PRL-R; PTP4A3
종	인간
GeneID	11156
면역원	인간 PTP4A3 (NP_009010.2)의 아미노산 1-148에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
카테고리	폴리클론 항체
응용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	O75365
단백질 분자량	20kDa
배송	아이스백