


Wb, Elisa용 항-Ptpip51/Rmdn3 단클론 항체 - Q96Tc7

품목 번호: CM0007346



소개

사람 PTPIP51/RMDN3에 대한 토끼 단클론 항체로, WB와 ELISA에서 검증되었으며 래트와 교차 반응성을 가집니다. 칼슘 항상성, 세포자살 및 미토콘드리아 역학 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PTPIP51/RMDN3 토끼 mAb
비고/별칭	RMD3; RMD-3; FAM82C; FAM82A2; ptpip51; PTPIP51/RMDN3
종	사람
유전자ID (사람)	55177
유전자ID	55177
면역원	사람 PTPIP51/RMDN3 (NP_060615.1)의 아미노산 200-300 영역 내 서열에 해당하는 합성 펩티드
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	래트
SWISS	Q96TC7
단백질 분자량	52kDa
배송 방식	아이스백