


항-Ptpip51/Rmdn3 토끼 다클론 항체, Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 - Q96Tc7

품목 번호: CM0027730



소개

PTPIP51/RMDN3에 대한 토끼 다클론 항체로, WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA에서 검증되었습니다. 인간, 마우스, 래트와 교차 반응합니다. 칼슘 항상성, 세포자살, 미토콘드리아 기능 연구에 유용합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	PTPIP51/RMDN3 토끼 pAb
비고/별칭	RMD3; RMD-3; FAM82C; FAM82A2; ptpip51; PTPIP51/RMDN3
종	인간
유전자 ID	55177
면역원	인간 PTPIP51/RMDN3 (NP_060615.1)의 아미노산 171-470에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질입니다.
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q96TC7
단백질 분자량	52kDa
배송 방식	아이스 팩