


## Wb, Elisa용 Anti-Ptpn1 폴리클로날 항체 - P18031

품목 번호: CM0023718



### 소개

PTPN1 (PTP1B)를 표적으로 하는 검증된 토끼 폴리클로날 항체입니다. WB 및 ELISA에 적합하며, 인간 및 쥐와 교차 반응합니다. 50kDa 단백질을 검출합니다. 티로신 인산화 효소 신호 전달 경로 연구에 이상적입니다.

### [자세히 알아보기](#)

| 매개변수        | 값                                                              |
|-------------|----------------------------------------------------------------|
| 제품명         | [KO Validated] PTPN1 Rabbit pAb                                |
| 비고/별칭       | PTP1B; N1                                                      |
| 종           | 인간(Human)                                                      |
| GeneID (인간) | 5770                                                           |
| GeneID      | 5770                                                           |
| 면역원         | 인간 PTPN1 (NP_002818.1)의 아미노산 281-435에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질 |
| 공급원         | 토끼(Rabbit)                                                     |
| 카테고리        | 폴리클로날 항체                                                       |
| 애플리케이션      | WB, ELISA                                                      |
| 교차 반응성      | 인간(Human), 쥐(Rat)                                              |
| SWISS       | P18031                                                         |
| 단백질 분자량     | 50kDa                                                          |
| 배송          | 아이스백                                                           |