


## Anti-Ptpn13 폴리클론항체 (Wb, If/Icc, Elisa용) - Q12923

품목 번호: CM0016272



### 소개

사람 PTPN13(FAP-1/PTPL1)을 표적하는 토끼 폴리클론항체로, 세포사멸과 PI3K 신호전달에 관여하는 티로신 인산가수분해효소입니다. WB, IF/ICC, ELISA에서 검증되었으며, 마우스 및 래트와의 교차반응성을 보입니다.

[자세히 알아보기](#)

| 파라미터        | 값                                                                 |
|-------------|-------------------------------------------------------------------|
| 제품명         | PTPN13 Rabbit pAb                                                 |
| 비고/별칭       | PNP1; FAP-1; PTP1E; PTPL1; PTPLE; PTP-BL; hPTP1E; PTP-BAS; PTPN13 |
| 종           | 사람                                                                |
| GeneID (사람) | 5783                                                              |
| GeneID      | 5783                                                              |
| 면역원         | 사람 PTPN13 (NP_542416.1)의 아미노산 250-500에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질   |
| 원천          | 토끼                                                                |
| 카테고리        | 폴리클론항체                                                            |
| 적용 분야       | WB, IF/ICC, ELISA                                                 |
| 교차 반응성      | 사람, 마우스, 래트                                                       |
| SWISS       | Q12923                                                            |
| 단백질 분자량     | 277kDa                                                            |
| 배송          | 아이스백                                                              |